

# Filtek Flow Z350 XT

## Restaurador fluido con nanotecnología



### ■ Descripción

---

Filtek Flow Z350XT Flow es un material restaurador fluido cuya estética mejorada se debe a la exclusiva tecnología de nano relleno de 3M ESPE.

### ■ Ventajas

---

Manipulación de “flujo por demanda”, fluye bajo presión, pero conserva su forma permaneciendo en su lugar hasta ser foto polimerizado. No se colapsa ni se escurre. Excelente Manipulación.

Excelentes propiedades estéticas, incluyendo una mejor retención del brillo que se mantiene con el tiempo. Fluorescencia similar al diente

Su excelente resistencia al desgaste lo hace ideal para una gran variedad de indicaciones.

Ideal para Odontología Mínimamente Invasiva (OMIN).

Excelente radiopacidad.

Reducción de la contracción en casi un 20%

### ■ Indicaciones de Uso

---

- Restauración de cavidades mínimamente invasivas.
  - Fosetas y fisuras oclusales
  - Clase I, III y preparaciones Clase V superficiales
  - Restauraciones preventivas con resina
  - Preparaciones en forma de túnel.
- Base cavitaria de restauraciones directas.
- Reparaciones de defectos pequeños en restauraciones estéticas indirectas.
- Sellador de fosetas y fisuras.
- Restauraciones Clase III y V
- Reparación de materiales provisionales de resina y acrílico

### ■ Instrucciones de Uso

---

Aplicación en capas de 2 mm y 20 seg. de foto polimerización para cada una, para los tonos A2 y A3

### ■ Presentación

---

Kit: 2 jeringas de 2 g cada una y puntas, tonos A2 o A3

Actualizado Nov 2017